

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

28/08/2025

İlan No : 2025-08-3316
İstem No : 81432
Alım No :
Talep Eden Birim : Genel Cerrahi / Genel Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PİLONİDAL SİNÜS VE FİSTÜL PROBU, ABLASYON, MİKRODALGA, 120CM-150CM	5	Adet					
2	HEMORİD PROBU, ABLASYON, MİKRODALGA, 10CM-20CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ABLASYON SİSTEM PROBU 1200mm-1500mm

- 1- Ablasyon sistem probu 14 G çapında olmalıdır.
- 2- Ablasyon sistemi enerji yayma camı uzunluğu 1mm-2mm olmalıdır.
- 3- Tedavi etkin çıkış gücü 60 Mik.W olduğunda, sistem ablasyon probu yayıcı cam konumunun çevre sıcaklığı 80- 150 , 30 Mik. W olduğunda sıcaklık 40-75 arası olmalıdır.
- 4- Ablasyon sistem probunun uygulamalardaki çapı 1.4 mm olmalıdır.
- 5- Ablasyon sistem probu uygulamalarda yapışmamalıdır.
- 6- Ablasyon sistem probu uygulamalarda kömürleşmeye sebep olmamalıdır.
- 7- Ablasyon sistemi probunun içeriğinde cihaz ile ablasyon probunun bağlantısını sağlayan kablo, ablasyonu sağlayan prob ve ablasyon uygulanacak bölgede lokal anestezi ajanının cihaz tarafından ritmik olarak gönderilmesini sağlayan cihaza uyumlu mai sistemi olmalıdır.
- 8- Ablasyon sistemi cihazında bütünleşik bulunan lokal anestezi göndermek için kullanılan pompanın dönme hızı 90r/dak – 150r/ dak; akış hızı 25ml/dak - 60/dak. olmalıdır.
- 9- Ablasyon sistemi çalışma frekansı 2450 MHZ $\pm$ 20 MHZ; olmalıdır.
- 10- Ablasyon sistem probunun atış sınırlaması bulunmamalıdır; kontur veya belli bir saat kullanım ömrü olmamalıdır.
- 11- Ablasyon sistem probunun üzerinde işaret markerleri bulunmalıdır Ablasyon sistem probu uzunluğu 1200mm olmalıdır.
- 12- Ablasyon sistem probu kullanımlarda 2.0 mm çaplı olmalıdır.
- 13- Ablasyon sistem probu zarar vermeyecek şekilde esnek ve yuvarlak uçlu olmalıdır.
- 14- Ablasyon sistem probu steril paketlerde bulunmalıdır.
- 15- Ablasyon sistem probu ve vaka sırasında kullanılacak olan cihaz aynı marka olmalıdır.

Problar ile birlikte aşağıdaki teknik özellikleri belirtilen cihaz vakalarda kullanım amaçlı bedelsiz bulundurulacaktır.


ABLASYON SİSTEMİ CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Ablasyon sistemi cihazının çıkış gücü 50ohm' luk eşleşen yük durumunda, mik. Çıkış gücü 0-150 w arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 2- Ablasyon sistem cihazının Durağan dalga oranı: GB9706.6-2007 standardındaki 2.12.103 teki gerekliliklere göre radyatör bağlantı kablolarının durağan dalga oranı 1.5 dan az olmalıdır.
- 3- Ablasyon sistem cihazında uygulanacak bölgeye göre verilecek enerjinin süresi 0-12 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 4- Ablasyon sistem cihazı çıkış gücü çalışma frekansı 2450 $\pm$ 20 mhz olmalıdır.
- 5- Soğutma sirkülasyonu soğutma sistemi boru hattının soğutma sistemindeki konnektörü sızdırmaz ve soğutma suyu akışı 25ml/dakh-60ml /min arasında olmalıdır.
- 6- Ablasyon sistem cihazı cerrahi birimler, ortopedi, onkoloji, girişimsel invaziv teknoloji bölümü vb. tıbbi bölümlerdeki ablasyon tedavileri için kullanılabilir olmalıdır.
- 7- Ablasyon sistem cihazı dokunmatik ekran olmalıdır.
- 8- Ablasyon sistem cihazının lokal anestezi ajanı volimetrik olarak gönderilmesini sağlayan ve bu sayede anestezi ajanının ritmik olarak bölgelere dağılmasında kullanımı için bütünleşik pompası olmalıdır.

Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Dip. Tes. No: 102034

Öğrt. Gör. Dr. Mustafa ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No: 116501

- 9- Ablasyon sistem cihazı ekranında soğutma sıcaklığı, gösterilen sıcaklık parametreleri, süre ekranı, güç ekranı, süre artış/azalma ekranı, güç artış/azalma ekranı, ablasyon izleme modu, son sayfaya geri dönme, oto test düğmesi, parametre sıfırlama işlemleri ekran üzerinden takip edilebilir olmalıdır.
- 10- Ablasyon sistem cihazı LCD ekran olmalıdır.


Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Dip. Tes. No.: 102033


Öğrt. Gör. Dr. Cumhur ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No. 116501

ABLASYON SİSTEM PROBU 10cm-20cm

- 1- Ablasyon sisteminde kullanılacak probun çap çeşitliliği: 1.4 mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm olmalıdır.
- 2- Ablasyon sisteminde kullanılacak probun uzunluk çeşitliliği : 5cm, 10cm, 12cm, 15cm, 18 cm, 20cm, 25cm olmalıdır.
- 3- Ablasyon sistemi enerji yayma alanı uzunluğu 1mm-2mm olmalıdır.
- 4- Tedavi etkin çıkış gücü 60 Mik.W olduğunda, sistem ablasyon probu yayıcı ucu konumunun çevre sıcaklığı 40-50 , 30 Mik. 30 Mik. W olduğunda sıcaklık 30-50 arası olmalıdır.
- 5- Ablasyon sistem probunun pake içi uygulamalardaki çapı 1.4-3,2 mm arası olmalıdır.
- 6- Ablasyon sistem probu pake içi uygulamalarda pake çeperine yapışmamalıdır.
- 7- Ablasyon sistem probu pake içi uygulamalarda kömürleşmeye sebep olmamalıdır.
- 8- Ablasyon sistemi probunun içeriğinde cihaz ile ablasyon probunun bağlantısını sağlayan kablo, ablasyonu sağlayan prob ve ablasyon uygulanacak bölgede lokal anestezi ajanının cihaz tarafından ritmik olarak gönderilmesini sağlayan cihaza bütünleşik mai sistemi olmalıdır.
- 9- Ablasyon sistemi cihazında bütünleşik bulunan lokal anestezi göndermek için kullanılan pompanın dönme hızı 90r/dak – 150r/ dak; akış hızı 25ml/dak - 60/dak. olmalıdır.
- 10- Ablasyon sistemi çalışma frekansı 2450 MHZ $\pm$ 20 MHZ; olmalıdır.
- 11- Ablasyon sistem probunun atış sınırlaması bulunmamalıdır; kontur veya belli bir saat kullanım ömrü olmamalıdır.
- 12- Ablasyon sistem probu damar içi kullanımlarda 2.0 mm çaplı olmalıdır.
- 13- Ablasyon sistem probu pake çeperine zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 14- Ablasyon sistem probu steril paketlerde bulunmalıdır.
- 15- Ablasyon sistem probu ve vaka sırasında kullanılacak olan cihaz aynı marka olmalıdır.
- 16- Ablasyon sistem probunun pake içi uygulamalarda kullanılmak üzere 10 cm aktif ucu olan pake içine herhangi bir gayda ihtiyaç duyulmadan giriş kolaylığı sağlayan, istenildiğinde prob içi soğuk mai döngüsüyle daha işlem sırasında ödem önleme özelliğine sahip probu olmalıdır.

Problar ile birlikte aşağıdaki teknik özellikleri belirtilen cihaz vaklarda kullanım amaçlı bedelsiz bulundurulacaktır.

ABLASYON SİSTEMİ CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Ablasyon sistemi cihazının çıkış gücü 50ohm' luk eşleşen yük durumunda, mik. Çıkış gücü 0-150 w arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 2- Ablasyon sistem cihazının Durağan dalga oranı: GB9706.6-2007 standardındaki 2.12.103 teki gerekliliklere göre radyatör bağlantı kablolarının durağan dalga oranı 1.5 dan az olmalıdır.
- 3- Ablasyon sistem cihazında uygulanacak bölgeye göre verilecek enerjinin süresi 0-12 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- 4- Ablasyon sistem cihazı çıkış gücü çalışma frekansı 2450 $\pm$ 20 mhz olmalıdır.
- 5- Soğutma sirkülasyonu soğutma sistemi boru hattının soğutma sistemindeki konnektörü sızdırmaz ve soğutma suyu akışı 25ml/dakh-60ml /min arasında olmalıdır.
- 6- Ablasyon sistem cihazı cerrahi birimler, ortopedi, onkoloji, girişimsel invaziv teknoloji bölümü vb. tıbbi bölümlerdeki ablasyon tedavileri için kullanılabilir olmalıdır.

Prof. Dr. Tahir Yılmaz
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Din. Tes. No 11650

Öğrt. Gör. Dr. Cumhur ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Din. Tes. No 11650

- 7- Ablasyon sistem cihazı dokunmatik ekran olmalıdır.
- 8- Ablasyon sistem cihazının lokal anestezi ajanı volimetrik olarak gönderilmesini saęlayan ve bu sayede anestezi ajanının ritmik olarak bölgelere dağılmasında kullanımı için bütünleşik pompası olmalıdır.
- 9- Ablasyon sistem cihazı ekranında soęutma sıcaklığı, gösterilen sıcaklık parametreleri, süre ekranı, güç ekranı, süre artış/azalma ekranı, güç artış/azalma ekranı, ablasyon izleme modu, son sayfaya geri dönme, oto test düğmesi, parametre sıfırlama işlemleri ekran üzerinden takip edilebilir olmalıdır.
- 10- Ablasyon sistem cihazı LCD ekran olmalıdır.


Prof. Dr. Tahsin ÇOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Din. Tes. No: 102033


Öğrt. Gör. Dr. Cumhur OZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi
Din. Tes. No: 115504