

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

İlan No : 2025-02-610
İstem No : 79021
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM VE ONARIM

AY

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 18/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Prismaflex Cihazı Önleyici Bakım İşlemleri

SERVİS VE KORUYUCU BAKIM İÇERİĞİ

Sistemlerin performanslı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için bakımlar sırasında yapılacak kontroller şunlardır :

Varsayılan olarak her 6000 saat çalıştırma sonrasında veya yılda en az bir kez teknik önleyici bakım yapılması Baxter tarafından önerilmektedir. Yaklaşmakta olan ve gecikmiş bakım prosedürleri, kumanda ünitesinin başlangıcı sırasında bir hatırlatma ekranı ile operatöre bildirilir.

Önleyici bakım sırasında şu bileşenler değiştirilmektedir.

- Blood pump dampers, 2 adet
- Slave Pump dampers, 8 adet
- Pressure pod sealing cones, 4 adet
- Battery for PC 104 board, 1 adet
- ARPS pump segment, 1 adet
- 130 Micron air filter, 1 adet

Önleyici bakım sırasında yetkili servis teknisyenimiz Servis modunda şu maddelerin düzgün çalıştığını kontrol eder.

- Basınç sensorü
- Silikon tubing tutucu
- Filtre ve set tutucusu
- ABD sensörü ve kapağı
- Dönüş hattı klempi
- Pinch valfleri
- Şırınga pompası ve aparatları
- Güç kablosu ve bağlantıları
- İç elektrik kablo bağlantıları

Önleyici bakım sırasında yetkili servis teknisyeni şu testleri, doğrulamaları ve işlemleri de gerçekleştirir.

- Pompalar
- Tartılar
- Basınç podları reposisyonu
- Alarm tonları ve ışıklar
- Hava dedektörü

Nurettin DİNÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kordinatör

- Enjektör Pompası
- Klempler ve Pinch Valfleri
- BLD
- İç kısım
- Kominikasyon
- PM Zamanı ve Tarih
- Ekran temizleme
- SW konfigürasyon

Bu kontrolleri takiben sistemin test edilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde sistemdeki elektronik parametrelerin, mekanik parçaların ayarlarının yapılması, sistemin fonksiyonel kontrol kısımlarının genel temizliği,bakımlar sırasında sağlanır.

Nurettin DİNÇER

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kordinatör